



HYDRYAL

Gel Estéril de Ácido Hialurónico

Distribuidor exclusivo en España, Andorra y Portugal

THR MEDICAL
PRODUCTS

Luminera

TU REFUERZO PARA LA PIEL

Hydryal es un refuerzo para la piel en forma inyectable basado en ácido hialurónico no reticulado. El gel transparente está diseñado para mejorar la hidratación y elasticidad de la piel y lograr un aspecto natural radiante.

El ácido hialurónico es conocido por sus muchas ventajas; contribuye a mejorar la piel, dejando una apariencia lisa y juvenil gracias a su capacidad única para captar y retener agua. También se une al colágeno y a la elastina y ayuda a transportar nutrientes vitales a los tejidos dérmicos.

El tratamiento con Hydryal es un procedimiento de inyección simple no quirúrgico que aporta resultados instantáneos.



Hydryal se presenta en una caja de 2 jeringas precargadas graduadas de 1,25 ml cada una



¿POR QUÉ HYDRYAL?

- Restaura el equilibrio de la hidratación.
- Revitaliza el tejido dérmico.
- Reduce y previene las arrugas.
- Suaviza los pliegues faciales.
- Aumenta la elasticidad de la piel.
- Aumenta la luminosidad de la piel.

PROPIEDADES DEL GEL

Hydryal está compuesto de ácido hialurónico altamente purificado de origen no animal. El gel es homogéneo, transparente, biodegradable y libre de látex.

Su estructura única de ácido hialurónico es análoga en composición del ácido hialurónico natural de nuestro cuerpo.


Hydryal contiene manitol (9 mg/ml), que previene los daños causados por la oxidación y prolonga la duración del efecto.

Hydryal es el único refuerzo para la piel que ofrece tres concentraciones variables para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente.

Alcanzando hasta un 4% de ácido hialurónico, Hydryal es el refuerzo para la piel con mayor concentración en el mercado.

ALTA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE


EL TRATAMIENTO CON HYDRYAL FUE ÚTIL



SE SIENTEN MÁS ATRACTIVOS



RECOMENDARÍA HYDRYAL A OTRAS PERSONAS



SATISFACCIÓN GENERAL







CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO



20 mg/ml



30 mg/ml



40 mg/ml



MANITOL 0,9%

INDICACIONES

PROFUNDIDAD
DE INYECCIÓN

ÁREAS DE
TRATAMIENTO



- Corrige líneas superficiales
- Mejora los daños menores de la piel
- Hidrata y rellena la piel envejecida

Unión
dermoepidérmica
y dermis superficial

Líneas de la frente
Sienes
Puente de la nariz
Comisuras orales
Línea labial



- Corrige arrugas de finas a moderadas y depresiones de la piel
- Mejora la hidratación
- Mejora la elasticidad de la piel

Dermis superficial
y media

Líneas de expresión
de la barbilla
Patas de gallo
Pómulos
Pliegues nasolabiales




- Corrige arrugas moderadas y depresiones de la piel
- Hidrata y suaviza la piel
- Restaura la elasticidad de la piel ofreciendo un efecto antiarrugas

Dermis media


Líneas de marioneta
Línea mandibular
Cuello
Escote
Dorso de la mano





Hydrial se inyecta y se extiende de manera uniforme por todo el tejido. Las moléculas de agua son atraídas por el gel provocando la restauración del balance hídrico. Al mismo tiempo mejora la elasticidad y la reducción de las arrugas finas.

El manitol crea una línea de defensa que protege el AH de los radicales libres y garantiza un efecto largo y natural.




El tratamiento puede repetirse varias veces según la condición del paciente.

ANTES



DESPUÉS





Distribuidor exclusivo en España, Andorra y Portugal

C/Periodista Badía 13, nave
46134 Foios, Valencia (España)
Tel.: + 34 960 077 777
info@thrmedicalproducts.com
www.thrmedicalproducts.com

